

OPPERVLAKKEN / GEBRUIKSKLAAR

DESCOCEPT SENSITIVE WIPES



PRESERVE

MET ALCOHOL GEÏMPREGNEERDE DOEKJES VOOR SNELLE DESINFECTIE

1 / 10

Goede materiaal- en huidverdraagzaamheid
met laag ethanolgehalte

Breed scala aan toepassingen
op oppervlakken en medische apparatuur

Efficiënte desinfectie en reiniging
**met lange levensduur en breed
werkingsspectrum**

Veilig gebruiken zonder handschoenen
en bespaar extra kosten



DESCOCEPT SENSITIVE WIPES



PRESERVE

PRODUCTBESCHRIJVING

2 / 10

Gevarieerde taken vragen om veelzijdige productoplossingen



DESCOCEPT SENSITIVE WIPES



DESCOCEPT SENSITIVE WIPES



DESCOCEPT SENSITIVE WIPES XL

DESCOCEPT SENSITIVE WIPES zijn alcoholische, gebruiksklare doekjes voor desinfectie en reiniging van medische apparatuur en medische inventaris en allerlei oppervlakken, met name gevoelige oppervlakken in de buurt van patiënten.

DESCOCEPT SENSITIVE WIPES hebben een gepatenteerde vouwtechnologie met een optimale verhouding tussen vliesmateriaal en impregneeroplossing. Dit zorgt voor een snelle en effectieve desinfectie, terwijl het ook zacht is voor gevoelige oppervlakken en materialen.

DESCOCEPT SENSITIVE WIPES XL zijn handig en tijdbesparend. Ze kunnen overal gebruikt worden en hun grotere formaat maakt ze ideaal voor het desinfecteren van grote oppervlakken rond de patiënt.

DESCOCEPT SENSITIVE WIPES zijn de duurzame oplossing gemaakt van 100% biologisch afbreekbaar vlies. Het vlies, gemaakt van hernieuwbare grondstoffen, zorgt voor een grotere absorptie en efficiëntere reinigingsprestaties.

Het verbeterde vlies zorgt voor een optimale afgifte van de geïmpregneerde oplossing, voldoende voor een oppervlakte van meer dan 2 m² per doekje.

De biologische afbreekbaarheid van onze niet-geweven doekken is gecertificeerd volgens de Europese norm EN 13432.

DESCOCEPT SENSITIVE WIPES



PRESERVE

TOEPASSINGEN EN OPMERKINGEN

3 / 10



Volgens de biocideregeling (BPR)

Snelle desinfectie en reiniging van alcoholbestendige medische inventaris en alle soorten oppervlakken, voornamelijk in de buurt van patiënten. Geschikt voor gebruik in de voedingssector.

Conform EU-verordening medische hulpmiddelen

Voor snelle desinfectie en reiniging van niet-invasieve medische hulpmiddelen, speciaal geschikt voor gevoelige oppervlakken van medische hulpmiddelen.

Andere toepassingsgebieden

Naast de medische sector ook geschikt voor de voedingssector en grote kantinekeukens, evenals voor de industrie en openbare voorzieningen.

Gebruik

Veeg oppervlakken schoon met **DESCOCEPT SENSITIVE WIPES** totdat het volledig vochtig is en laat het drogen gedurende de volledige contacttijd.

Volgens de EU-verordening betreffende medische hulpmiddelen zijn gebruikers/patiënten verplicht om elk ernstig incident dat zich heeft voorgedaan in verband met het hulpmiddel te melden aan de fabrikant en de bevoegde autoriteit van de EU-lidstaat waar de gebruiker/patiënt is gevestigd.

Houdbaarheid

Houdbaarheid na opening: 42 dagen

Samenstelling

100 g oplossing bevat: 45 g ethanol.

Materiaal compatibiliteit

Breed toepassingsgebied op oppervlakken en medische apparatuur. (zie pagina 5 - 8)

Product status

Duale Registratie (medisch hulpmiddel/biocide)

Voorzorgsmaatregelen en gevarenaanduidingen

Ontvlambare vloeistof en damp. Als medisch advies nodig is, houd dan de verpakking of het etiket van het product bij de hand.

Buiten bereik van kinderen houden. Verwijderd houden van hitte, hete oppervlakken, vonken, open vuur en andere ontstekingsbronnen.

Niet roken. Verpakking goed gesloten houden.

BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende enkele minuten. Contactlenzen verwijderen indien mogelijk. Blijf spoelen.

Inhoud/verpakking afvoeren naar erkend afvalverwerkingsbedrijf of plaatselijke inzameling.

Alleen voor professioneel gebruik door personeel met overeenkomstige specialistische kennis volgens nationale richtlijnen.

Gebruik ontsmettingsmiddelen veilig.

Lees voor gebruik altijd het etiket en de productinformatie.

DESCOSEPT SENSITIVE WIPES



PRESERVE

EFFECTIVITEITSSPECTRUM EN CONTACTTIJDEN

4 / 10



EFFECTIVITEITSSPECTRUM EN CONTACTTIJDEN			30 s	1 min	2 min	3 min
aanbeveling voor desinfectie van oppervlakken						
bactericide, levurocide ¹	VAH / EN 16615	met mechanische actie, bevuild			•	
tuberculocide (M. terrae)	EN 14348	schoon	•			
	EN 14348	bevuild		•		
mycobactericide (M. avium, M. terrae)	EN 14348	schoon		•		
virucide met beperkt spectrum	EN 14476	schoon				•
actief tegen omhulde virussen	EN 14476	schoon/bevuild		•		
bijkomende resultaten						
bactericide	EN 16615	bevuild			•	
	EN 13697	schoon/bevuild		•		
	EN 13727	bevuild		•		
	EN 1276	bevuild		•		
levurocide(C. albicans)	EN 16615	bevuild			•	
	EN 13697	schoon/bevuild		•		
	EN 13624	bevuild		•		
	EN 1650	bevuild		•		
actief tegen norovirussen (MNV)	EN 14476	bevuild	•			
actief tegen omhulde virussen	RKI / DVV	incl. HBV / HIV / HCV	•			
actief tegen rotavirus	EN 14476	schoon	•			
actief tegen adenovirus	EN 14476	schoon				•
actief tegen coronavirus	EN 14476	bevuild	•			

1 – –inclusief fase 2 stage 1 - en fase 2 stage 2 tests (kwantitatieve suspensie tests en praktische kiemdrager tests).

DESCOSEPT SENSITIVE WIPES



PRESERVE

MATERIAAL COMPATIBILITEIT

5 / 10



MATERIAAL METALEN	niet aanbevolen	beperkt aanbevolen	aanbevolen	TOEPASSING PRODUCT VOORBEELD
Stainless steel V2A			•	Stoelen voor medisch transport
			•	Toilet stoelen
			•	Rollators
			•	Wandel rekken
Koper			•	
Geanodiseerd aluminium			•	Instrument containers
			•	Steriele containers
Messing		•		Luer lock adapter
		•		Stethoscoop (verchroomd messing)
Aluminum		•		

DESCOSEPT SENSITIVE WIPES



PRESERVE

MATERIAAL COMPATIBILITEIT

6 / 10



MATERIAAL PLASTICS:ELASTOMEREN	niet aanbevolen	beperkt aanbevolen	aanbevolen	TOEPASSING PRODUCT VOORBEELD
CR (chloroprene rubber)			•	
PUR (polyurethane)			•	Stoelen voor medisch transport
EPDM (ethylene propylene diene (monomer) rubber)			•	Verpleegwagentjes
MQ (polydimethylsilicone rubber)			•	
VMQ (polymethylsiloxane vinyl rubber)			•	Mondmaskers
PVMQ (polymethylsiloxane-phenyl vinyl rubber)			•	Medische toetsenborden en muizen

DESCOSEPT SENSITIVE WIPES



PRESERVE

MATERIAAL COMPATIBILITEIT

7 / 10



MATERIAAL PLASTICS: THERMOPLASTICS	niet aanbevelen	beperkt aanbevelen	aanbevelen	TOEPASSING PRODUCT VOORBEELD
PC (polycarbonate e.g. Makrolon)			•	Ultrasonische toestellen
			•	ECG toestellen
			•	EEG toestellen
			•	MRI toestellen
			•	CT toestellen
PC/ABS (polycarbonate/acrylonitril-butadiene-styrene)			•	X-ray toestellen
			•	Behuizingsonderdelen voor HF-chirurgie
			•	Abdominale ultrasone sondes
			•	Perfusors
			•	Incubators
ABS (acrylonitril-butadiene-styrene)			•	Patiënt monitoring monitors
			•	Medische toetsenborden en muizen
PE-HD (polyethylene-High Density)			•	Opslag- en transportcontainers
POM (polyoxymethylene)			•	Zitschalen
PA (polyamide)			•	Röntgengoot
EPP (expanded (foamed) polypropylene))			•	Fascinerollen
PET (polyethylene terephthalate)			•	
PMMA (polymethylmethacrylate)	•			Acrylic en plexiglas, incubators

DESCOCEPT SENSITIVE WIPES



Dr. Schumacher GmbH · Am Roggenfeld 3 · 34323 Malsfeld · Germany · T +49 5664 9496-0 · info@schumacher-online.com
Filter Service SA/NV · Handelsstrasse 16 · 4700 Eupen · België · T +32 59 51 70 · info@filterservice.be

PRESERVE

MATERIAAL COMPATIBILITEIT

8 / 10



MATERIAAL TEXTIEL	niet aanbevolen	beperkt aanbevolen	aanbevolen	TOEPASSING PRODUCT VOORBEELD
synthetisch leer (bijv. met PVC en PUR toplaag)				- Onderzoeks- en behandelbanken - Opberghulpmiddelen - Gynaecologische onderzoeksstoel - Tandartsstoelen - Operatietafels - Transporttafels voor patiënten

OPPERVLAKKEN / GEBRUIKSKLAAR

DESCOCEPT SENSITIVE WIPES



PRESERVE

GOEDKEURINGEN VAN FABRIKANTEN

9 / 10



Dr. Paul Koch

Hackebeil GmbH
Objektbezugsstoffe



pH 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

CE 0482

AANKOOPINFORMATIE

Product	Verpakking	Leveringseenheid	Inhoud	Oppervlak doekje	REF
DESCOCEPT SENSITIVE WIPES	Flowpack – DESOTEX Wipes System	9	60 Wipes	20 x 22 cm	00-323DS-To60
	Flowpack – DESOTEX Bio Wipes	6	100 Wipes	20 x 20 cm	00-323DS-T100
DESCOCEPT SENSITIVE WIPES XL	Dispenser Systeem – DESOTEX Wipes System	4	120 Wipes	17,5 x 36 cm	00-323DS-OSEB120

De beschikbaarheid van de producten en containermaten is afhankelijk van een voltooide nationale registratie.

CERTIFICATEN



Dr. Schumacher is gecertificeerd volgens DIN EN 13485, DIN EN ISO 9001, DIN EN ISO 14001, BS OHSAS 18001, heeft een gevalideerd milieumanagementsysteem volgens EMAS en is lid van IHO, VCI, BAH, DGSV en DGKH.

OPPERVLAKKEN / GEBRUIKSKLAAR

DESCOCEPT SENSITIVE WIPES



PRESERVE

OVERZICHT PRODUCTFAMILIE

10 / 10



DESCOCEPT SENSITIVE WIPES



DESCOCEPT SENSITIVE WIPES



DESCOCEPT SENSITIVE WIPES XL



DESCOCEPT SENSITIVE



DESCOCEPT SENSITIVE



AANBEVOLEN NON-WOVEN DISPENSERSYSTEMEN



ONE SYSTEM+ PLUS



ONE SYSTEM BASIC



DESCO WIPES



ECO WIPES