

ASEPTOMAN® MED

Alcoholisch
handdesinfectiemiddel



PRESERVE

PRODUCT OMSCHRIJVING

VAH

IHO

- Virucide activiteit met beperkt spectrum
- Effectief tegen norovirus binnen 30 s
- Snelwerkend en zeer effectief, uitstekende huidverdraagzaamheid

Alcoholisch handdesinfectiemiddel om in de huid te wrijven. **ASEPTOMAN MED** is bijzonder zacht voor de huid dankzij het lage alcoholgehalte, maar heeft toch een breed werkingsspectrum en is daarom het ideale product voor de dagelijkse routine.

ASEPTOMAN MED is doeltreffend tegen noro-, rota- en adenovirus. Het is parfumvrij en bevat geen cumulatieve langwerkende middelen die zich kunnen ophopen op de huid en irritaties kunnen veroorzaken. Bovendien bevat **ASEPTOMAN MED** waardevolle vetinbrengende en verzorgende ingrediënten om uitdroging van de huid te voorkomen.

TOEPASSINGSGBIED

TOEPASSINGSGBIED

Hygiënische en chirurgische hand desinfectie.

Toepassing

Gebruiksklare oplossing om in de handen te wrijven. Neem voldoende hoeveelheid hand desinfectans in droge handen. Houd de handen vochtig met het onverdunde product gedurende de gehele contacttijd en breng indien nodig opnieuw in porties hand desinfectans aan.

Compositie

100 g bevat 65 g ethanol

Voorzorgs- en gevarenaanduidingen

Alleen voor professioneel gebruik.

ASEPTOMAN® MED



PRESERVE

SPECTRUM VAN WERKZAAMHEID EN CONTACTTIJDEN			15 s	30 s	2 min
hygiënische handontsmetting*	VAH* / EN 1500	2 x 3 ml		•	
chirurgische handontsmetting*	EN 12791	2 x 5 ml			•
tuberculocide (M. terrae)	EN 14348	schoon		•	
mycobactericide (M. terrae en M. avium)	EN 14348	schoon		•	
virucide activiteit met beperkt spectrum	EN 14476	schoon /bevuild		•	

Aanvullende testresultaten			15 s	30 s	2 min
bactericide	EN 13727	schoon /bevuild		•	
	EN 1040		•		
levurocide(Candida albicans)	EN 13624	schoon /bevuild		•	
actief tegen adenovirussen	EN 14476	schoon		•	
actief tegen norovirussen (MNV)	EN 14476	schoon		•	
actief tegen omhulde virussen	EN 14476	schoon	•		
actief tegen coronavirussen	EN 14476	schoon		•	

* opgenomen in de VAH-lijst voor hygiënische handdesinfectie met een contacttijd van 30 sec

** inclusief fase 2 stap 1 en fase 2 stap 2 tests (kwantitatieve suspensietests en kwantitatieve draagproeven)

Product	Eenheid	Leveringseenheid	Inhoud	Art.no.
ASEPTOMAN® MED	Fles in zakformaat	20	150 ml	00-457OP-0015E
	Dispenserfles	20	500 ml	00-457OP-005E
	Dispenserfles	12	1 L	00-457OP-010E
Toepassingshulpmiddelen	Doseerpomp	1	500 ml/1000 ml	00-906-005-02
	Doseerpomp voor jerrycans	1	2L/5L/10L	00-906-000-01
	Vulkraan voor jerrycans	1	2L/5L/10L	00-907-000
Accessoires	Jerrycan sleutel	1		00-909-050

Gebruik ontsmettingsmiddelen veilig. Lees voor gebruik altijd het etiket en de productinformatie.
Nationale specificaties kunnen afwijken. Neem voor meer informatie contact op.

pH 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14



Dr. Schumacher is certified according to DIN EN 13485, DIN EN ISO9001, DIN EN ISO14001, BS OHSAS 18011 and has a validated environment management system according to EMAS and is a member of IHO, VCI, BAH, DGSV and of the DGKH.